

SCHEDA TECNICA

REFORMER

In alluminio con Torre

cod. ID-PFCL02F



CND: Y0599
REP: 2771587/R
Dispositivo medico di classe I non sterile
UDI-DI di Base: 805750926Y05999A

- **DESCRIZIONE:** Con “Reformer” con Torre si intende l'attrezzo principe perché permette di far lavorare ogni singola parte del corpo. Si tratta di un lettino su cui è montato un carrello scorrevole collegato a delle resistenze, ovvero delle molle che rendono più facili o più duri gli esercizi. Il retro è invece costituito da un sistema di cinghie e maniglie, la cui trazione agisce sul movimento del carrello
- **DESTINAZIONE D'USO:** Il Reformer è progettato per stimolare contemporaneamente: flessibilità muscolare, mobilità articolare, tono e forza generali – soprattutto del core – con conseguente miglior funzionalità generale dovuta al riassetamento del corpo e al miglioramento della postura.
- **CARATTERISTICHE TECNICHE:**
 - Design impilabile - Facile da riporre e spostare, ideale per spazi limitati o configurazioni multi-unità.
 - Scorrimento fluido del carrello - I cuscinetti di precisione garantiscono un movimento silenzioso e fluido.
 - Poggipiedi regolabile - Diverse posizioni per diversi esercizi e altezze dell'utente.

IDS SRL

VENDITA ARTICOLI MEDICALI E ATTREZZATURE PER IL MONDO DELLA SANITÀ

Sede Legale, operativa e uffici: Via Pietro Mascagni, 27/B – 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Tel/Fax 095/492754 – Tel. 095/7894292 – Cell. 334/8713534 – E-mail: info@ids-srl.net – PEC: ids-srl@legalmail.it – WEB: <https://www.idsmedica.com>

P.IVA e Cod. Fis. 05215390872 – REA: 351643 – ATECO: 464630 – Inps: 2112095587 - Inail: 19806604/24 – CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1

Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2021 - Codice LEI 815600B5D85E4CB9C275

- Facile da usare - Regolazioni rapide per poggiatesta, corde, poggiaspalle, ecc.
- Compatibile con accessori - Funziona con jumpboard, sitting box, estensore della piattaforma.
- Finitura verniciata a polvere grigia.
- Torre più stabile e sicura con 22 punti di attacco per molle.
- Barra push-through a 3 lati in alluminio anodizzato, regolabile a due altezze.
- Cinghia di sicurezza e moschettone.
- Barra roll-down in acero massiccio.
- 8 molle Tower Signature.
- Anelli singoli in cotone (coppia).

- **MATERIALI:**

- Reformer: Telaio in alluminio resistente, leggero ma robusto, progettato per un utilizzo a lungo termine.
- Molla: la materia prima della molla è realizzata in filo di acciaio speciale importato dalla Corea o dalla Germania e lavorato dai migliori impianti di lavorazione nazionali.
- Pelle: la materia prima è in microfibra, resistente ai graffi, all'usura, morbida e confortevole. Facile da pulire e mantenere e non si macchia facilmente.
- Spugna: ad alta resilienza, leggera, morbida, resistente alla corrosione, antiurto e rispettosa dell'ambiente.
- Binario di guida: realizzato in lega di alluminio, resistente alla corrosione, alle alte temperature, liscio, con buona resistenza, durezza e tenacità.

- **CAPACITA' DI CARICO:** 220 kg

- **DIMENSIONI E PESO:** 2390*900*1960 mm – Peso lordo/Peso netto: 150 kg/130 kg

- **LATTICE e FTALATI:** Latex free

- **PAKAGING:** 2430*650*515 mm

- **PULIZIA E MANUTENZIONE:** Pulire regolarmente con acqua tiepida, detergente neutro. Asciugare con un panno pulito. Le parti con ingranaggi vanno lubrificate periodicamente. Non usare alcol, detergenti a base di cloro, sostanze abrasive, acidi, disinfettanti o acetone in quanto tali sostanze potrebbero provocare l'arrugginimento delle superfici metalliche e l'abrasione delle parti in plastica. Il fabbricante non sarà responsabile per i danni causati dall'utilizzo di sostanze o corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia che possano deteriorare la superficie del prodotto.

- **IMMAGAZZINAMENTO:** Immagazzinate la sedia in luogo protetto dalla polvere, lontano da temperature $<0^{\circ}$ - $>40^{\circ}$ o all'esterno.
- **SMALTIMENTO:** Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.
- **AVVERTENZE:**
 - Non tentare di regolare o usare il prodotto senza aver letto attentamente tutte le istruzioni presenti nel manuale d'uso.
 - Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione.
 - In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.
 - Verificare che tutti i pezzi indicati nel manuale siano disponibili.
 - Dopo aver montato o dopo aver aperto il prodotto e prima di ogni utilizzo assicurarsi che i pezzi siano correttamente inseriti.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare su terreni rocciosi o su piani eccessivamente inclinati perché il prodotto può risultare instabile. Se ne consiglia l'uso solamente su superfici dove tutti i piedi toccano per terra. È vietato l'utilizzo del prodotto per fini diversi da quanto definito nella destinazione d'uso. Se ne declina la responsabilità su danni a cose o persone provocati da un uso improprio dell'ausilio. Il dispositivo non deve essere utilizzato a contatto con oli pesanti, fiamme o in ambiente con condizioni di eccessivo calore. Da utilizzare sotto il consiglio di un medico qualificato.
- **CLASSIFICAZIONE:** Dispositivo medico di classe I non sterile Conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745



IDS SRL
Via Pietro Mascagni, 27/B – 95037 – San Giovanni La Punta (CT) - Italy
Tel. +39 095 492754 – e-mail: info@ids-srl.net

PRODOTTO MADE IN CHINA

