

SCHEMA TECNICA

SPINE CORRECTOR



CND: Y0599
REP: 2771591/R
Dispositivo medico di classe I non sterile
UDI-DI di Base: 805750926Y05999A


- **CODICE:** ID-GX-CO104
- **DESCRIZIONE:** Spine Corrector è un correttore per la colonna vertebrale. Leggero e conveniente, perfetto per lezioni di gruppo, personal training o uso domestico. Usato per correggere gli squilibri e le imperfezioni del rachide. Lo Spine Corrector ha una tipica forma a “S”, creata da un arco (il Barrel) unito ad un gradino inclinato (lo Step) che funge da seduta.
- **DESTINAZIONE D’USO:** Usato per eseguire esercizi di allungamento e rafforzamento del torace, spalle, schiena e gambe, e per la correzione e il ripristino della naturale curvatura della colonna vertebrale. Per fornire supporto alla schiena e stabilità per una varietà di esercizi di forza e mobilità. Particolarmente utile durante la gravidanza.
- **PRINCIPIO DI UTILIZZO - BENEFICI**

Lo Spine Corrector è particolarmente leggero, facile da trasportare e poco ingombrante. È ideale per essere utilizzato nelle lezioni a corpo libero, come supporto per migliorare l’estensione della colonna vertebrale, l’espansione della cassa toracica e la mobilità delle spalle. In particolare, l’estensione della colonna dorsale è spesso difficile da monitorare, poiché viene compensata dalle curve lombare e cervicale

del rachide. Per evitare sovraccarichi o stress in queste zone, è fondamentale lavorare sulla mobilità della parte dorsale, che tende ad essere rigida e caratterizzata da una curvatura eccessiva (cifosi). Un altro aspetto che gli insegnanti trovano spesso complesso è far comprendere e far percepire correttamente al cliente la posizione “neutra” della colonna vertebrale. Quando il soggetto si sdraia sul tappetino, le sue possibili rigidità, contratture muscolari o dolori impediscono una corretta postura del rachide. Utilizzando lo Spine Corrector, invece, l’arco dell’attrezzo aiuta a garantire un allineamento corretto, poiché le ossa ischiatiche vengono percepite in modo corretto durante il contatto con la superficie e le anche, distanti da terra, sono più facilmente posizionate nella giusta posizione.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Dimensioni del prodotto: 960x470x330 mm
- Peso lordo/Peso netto: 16kg/12,5Kg kg
- Materiale: Acero bianco di qualità speciale
- Accessori: Stick di legno
- Colore della pelle: personalizzabile bianco crema o nero
- Capacità: 180 Kg



- **LATTICE e FTALATI:** Latex free

- **PAKAGING:** 1pz x collo – Dimensioni 970x510x410mm

- **PULIZIA E MANUTENZIONE:** Pulire regolarmente con acqua tiepida, detergente neutro. Asciugare con un panno pulito. Non usare alcol, detergenti a base di cloro, sostanze abrasive, acidi, disinfettanti o acetone in quanto tali sostanze potrebbero provocare l’abrasione delle parti. Il fabbricante non sarà responsabile per i danni causati dall’utilizzo di sostanze o corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia che possano deteriorare la superficie del prodotto.

- **IMMAGAZZINAMENTO:** Immagazzinate la sedia in luogo protetto dalla polvere, lontano da temperature <0° - >40° o all’esterno.

- **GARANZIA:** 3 anni

- **SMALTIMENTO:** Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

- **AVVERTENZE:**

- Non tentare di regolare o usare il prodotto senza aver letto attentamente tutte le istruzioni presenti nel manuale d’uso.

IDS SRL

VENDITA ARTICOLI MEDICALI E ATTREZZATURE PER IL MONDO DELLA SANITÀ

Sede Legale, operativa e uffici: Via Pietro Mascagni, 27/B – 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Tel/Fax 095/492754 – Tel. 095/7894292 – Cell. 334/8713534 – E-mail: info@ids-srl.net - PEC: ids-srl@legalmail.it – WEB: <https://www.idsmedica.com>

P.IVA e Cod. Fis. 05215390872 – REA: 351643 – ATECO: 464630 – Inps: 2112095587 - Inail: 19806604/24 – CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1

Sistema di Gestione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2021 - Codice LEI 815600B5D85E4CB9C275

- Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione.
- In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.
- Verificare che tutti i pezzi indicati nel manuale siano disponibili.
- Dopo aver montato o dopo aver aperto il prodotto e prima di ogni utilizzo assicurarsi che i pezzi siano correttamente inseriti.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare su terreni rocciosi o su piani eccessivamente inclinati perché il prodotto può risultare instabile. Se ne consiglia l'uso solamente su superfici dove tutta la superficie tocca per terra. È vietato l'utilizzo del prodotto per fini diversi da quanto definito nella destinazione d'uso. Se ne declina la responsabilità su danni a cose o persone provocati da un uso improprio dell'ausilio. Il dispositivo non deve essere utilizzato a contatto con oli pesanti, fiamme o in ambiente con condizioni di eccessivo calore. Da utilizzare sotto il consiglio di un medico qualificato.
- **CLASSIFICAZIONE:** Dispositivo medico di classe I non sterile Conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745



IDS SRL
Via Pietro Mascagni, 27/B – 95037 – San Giovanni La Punta (CT) - Italy
Tel. +39 095 492754 – e-mail: info@ids-srl.net

PRODOTTO MADE IN CHINA

